

Los bloques Walkease están hechos de una fórmula especial de (EVA) acetato etileno-vinilo.

Se pegan a la pezuña por el uso de un adhesivo de cianoacrilato. Los bloques Walkease son de bajo costo y fáciles de aplicar. No se requieren experiencia y habilidad especial. Deben respetarse las indicaciones entregadas en estas instrucciones. Cualquier omisión de ellas posiblemente resultará en el fracaso del adhesivo.

Los bloques Walkease están destinados a reparar lesiones menores de la pezuña. Son ideales para la recuperación de padecimientos tales como suela delgada y otras condiciones que necesitan unas 2-3 semanas de elevación. Para heridas más graves que necesitan mayor plazo de elevación, deben utilizarse otros sistemas.

El pegamento Walkease es diferente a la mayoría de los otros adhesivos de bloques para pezuña. La humedad natural en la pezuña y en la atmósfera es necesaria para activar el pegamento. **La pezuña no debe ser secada artificialmente (aire caliente o alcohol)**. En climas muy fríos, cuando el aire es muy seco, podría ser necesario más tiempo para activar el pegamento. (Respirar un par de veces sobre el bloque con pegamento, antes de su aplicación a la pezuña, puede aumentar el nivel de humedad y ayudar a la adherencia).

Para una mejor duración el pegamento debe almacenarse en el refrigerador. Para un mejor resultado en su uso el pegamento se debe utilizar a la temperatura ambiente o

corporal. Por lo que antes de usar es bueno sacarlo del refrigerador y llevarlo en el bolsillo.

### Procedimiento de ajuste:

Tratamiento de la pezuña debe ser completo y luego prepararla para usar el bloque.

La lima de pezuñas Walkease puede usarse para terminar la superficie de la pezuña sin importar qué otras herramientas se han utilizado para prepararla.

Esta lima proporciona una superficie correcta, limpia y plana para el uso del bloque Walkease. La lima debe mantenerse siempre limpia.

Maneje el bloque Walkease cuidadosamente para asegurar que la cara con pegamento se mantenga limpia. Pruebe el bloque adecuado para el tamaño y forma de la pezuña que necesita. Elija el tamaño correcto que cubrirá toda la pared de la pezuña, pero sin que sobresalga.

**Utilice siempre guantes al manipular el pegamento Walkease.** Aplique pegamento con moderación al bloque (máximo 2ml). No use pegamento excesivo. El uso de pegamento excesivo causará una falla. Presione firmemente el bloque sobre la pezuña. Después de unos 10 segundos de presión constante se sentirá el bloque firme. (Posiblemente más tiempo en climas fríos). Inmediatamente después baje la pezuña para que el animal pueda poner todo el peso en el bloque y así completar el pegado. El bloque Walkease no se

instalará correctamente si no se aplica peso antes de que el pegamento seque.

El pegamento se fija muy rápidamente bajo el peso del animal. El exceso de pegamento es aplastado y el bloque se ajusta a la superficie de la pezuña. Esto mejora el contacto de la superficie dando un vínculo más fuerte. En clima frío, el tiempo de pegado puede aumentar un poco, por lo que es necesario dar un poco más de tiempo al animal sobre el bloque antes de soltarlo.

Los bloques Walkease generalmente no necesitan ser retirados. Ellos desaparecen naturalmente después de 2 a 3 semanas.

Puede solicitar pegamento y bloques adicionales a través de los distribuidores de Shoof.

Fig 1. Trate la pezuña herida como se requiera

Fig 2. Use la Lima para preparar la pezuña para luego colocar el pegamento

Fig 3. Aplique pegamento con moderación al bloque Walkease.

Fig 4. Presione el bloque firmemente en la pezuña sana, traslapando la pared.

Fig 5. Posteriormente soltar la pata de la vaca para poner su peso sobre el bloque

**Nota: ver la tabla de tiempo de pegado en la página frontal.**

1



2



3



4



5

