

Le solette Walkease sono composte da un materiale specificamente formulato (EVA, EtilenVinilAcetato). Aderiscono agli zoccoli tramite un collante a base di cianoacrilato. Le solette Walkease sono economiche e facilmente applicabili; non sono necessarie abilità o esperienze particolari.

Le indicazioni di questo foglio illustrativo devono essere seguite scrupolosamente. Ogni variazione rispetto a queste istruzioni genererà una perdita di adesività.

Le solette Walkease sono progettate per il trattamento di lesioni di lieve importanza. Sono ideali per l'impiego in problemi quali iperconsumo e altre patologie che richiedano circa 2-3 settimane di riduzione del carico. Per lesioni più gravi, che necessitano di più di 2-3 settimane di tempo di sottrazione dell'appoggio, devono essere usati altri dispositivi.

Il collante Walkease è differente dalla maggior parte degli altri adesivi per zoccoli. L'umidità naturale degli zoccoli e dell'atmosfera è necessaria per l'attivazione dell'adesivo. **La colla non deve essere asciugata artificialmente (aria calda o alcol)**. Con temperature molto basse o quando l'aria è molto secca può essere necessario un periodo più lungo per l'attivazione (soffiare brevemente alcune volte sulla superficie ricoperta di colla prima dell'applicazione può essere utile).

Per una migliore durata la colla deve essere conservata in frigorifero prima dell'apertura. La colla è utilizzata al meglio a una temperatura quasi pari a quella dell'ambiente o corporea.

L'ideale è prenderla dal frigo e portarla in tasca prima dell'uso.

Modo d'uso:

Il trattamento dell'unghione malato deve essere completato, poi l'unghione sano deve essere preparato per l'applicazione della soletta. La raspa Walkease deve essere impiegata per rifinire la superficie dello zoccolo, indipendentemente da quale utensile sia stato usato per il pareggio. Questa raspa rende la superficie correttamente pulita e piatta per una aderenza ottimale. La raspa deve essere tenuta pulita.

Maneggiare con cura il blocco Walkease assicurandosi che la superficie con la colla sia pulita. Scegliete una soletta adatta alle dimensioni e alla forma dell'unghione e che meglio corrisponda a tutta la forma della parete, senza creare eccessive sovrapposizioni.

Indossate sempre guanti protettivi quando maneggiate l'adesivo Walkease. Applicare la colla con parsimonia sulla soletta (max 2 ml). Non eccedete con la colla, la soletta potrebbe non aderire perfettamente.

Premete con forza la soletta contro l'unghione. Dopo 10 secondi di pressione sentirete che comincia a fare presa (verosimilmente più a lungo con clima freddo). Subito dopo la presa iniziale rilasciate l'arto in modo che l'animale carichi tutto il proprio peso per completare il fissaggio. Le solette Walkease non aderiscono perfettamente se non viene applicato il peso prima della completa reazione del collante.

L'adesivo agisce molto rapidamente sotto il peso dell'animale; la colla in eccesso è spinta all'esterno e la soletta si adatta alla superficie dell'unghione. Tutto questo aumenta il contatto delle due aree generando un legame più tenace.

Durante la stagione fredda il tempo necessario per l'adesione può aumentare leggermente, perciò lasciate che il bovino carichi il proprio peso un po' più a lungo prima di liberarlo. Le solette Walkease non necessitano generalmente di un ulteriore intervento di rimozione; si staccano spontaneamente dopo 2-3 settimane.

Solette di dimensioni differenti e collante possono essere ordinate al Vostro rivenditore Shoof di fiducia.

Fig 1. Trattate l'unghione malato come prescritto

Fig 2. Usate la raspa per preparare l'unghione adiacente per l'adesione

Fig 3. Applicare il collante con parsimonia.

Fig 4. Premete la soletta con forza contro l'unghione sano, lasciate sporgere leggermente dalla parete

Fig 5. Rilasciate l'arto prontamente per scaricare il peso dell'animale sulla soletta

NB: vedere la tabella di ' stringere Time' in prima pagina

