

Blokeliai „Walkease“ yra pagaminti iš specialios sudėties etilenvinilacetato (EVA). Prie kanopos jie klijuojami cianoakrilato klėjais. Blokeliai „Walkease“ nebrangūs, uždėti juos paprasta. Nereikia jokių specialių įgūdžių ar patirties. Užtenka laikytis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. Jei šių nurodymų nesilaikysite, klėjai gali nesuveikti.

Blokeliai „Walkease“ yra skirti naudoti gydant nedidelius kanopų pažeidimus. Jie idealiai tinka gyvūnui gydant ploną padą ir kitus sutrikimus, kai 2-3 savaites reikalingas pakėlimas. Jei pažeidimas rimtas ir pakelti reikia ilgą, derėtų naudotis kitomis sistemomis.

„Walkease“ klėjai skiriasi nuo kitų kanopų blokelių klijų. Kad šie klėjai būtų suaktyvinti, jiems būtina natūrali kanopos ir oro drėgmė. **Kanopa negali būti dirbtinai išdžiovinama (karštu oru ar alkoholiu).** Jei oras labai šaltas arba labai sausas, klijų suaktyvinimas gali užtrukti ilgiau. (Tokių atveju praverčia kelis kartus iš arti iškvėpti į sukljuotą paviršius).

Kad klėjai išliktų tinkami naudoti kuo ilgiau, prieš atidarant juos reikia laikyti šaldytuve. Naudoti klėjus geriausia kambario arba kūno temperatūros aplinkoje. Geriausia būtų iš šaldytuvo paimtus klėjus šiek tiek pasinešioti kišenėje.

Uždėjimas:

Pažeistos nagos gydymo procedūra turi būti užbaigta. Tada reikia paruošti sveiką nagą blokeliui uždėti. Nepriklausomai nuo to, kokiais kitais įrankiais buvo apdorota kanopa, jos paviršių reikia paruošti „Walkease“ brūžikliu. Šis brūžiklis tinkamai paruošia švarų ir plokščią paviršius, prie kurio bus tvirtinamas blokelis „Walkease“. Brūžiklis prieš naudojimą turi būti švarus.

Su blokeliu „Walkease“ elkitės atsargiai. Patikrinkite, ar jo kljuojamasis paviršius yra švarus. Patikrinkite, ar blokelis atitinka kanopos dydį ir formą. Rinkitės tinkamą dydį: tokį, kad kanopos sienelė gerai atsiremtų, tačiau blokelis nebūtų pernelyg išsikišęs.

Naudodamiesi „Walkease“ klėjais visada mūvėkite pirštines. Ant blokelio negausiai užtepkite klijų (ne daugiau 2 ml). Klijų negalima naudoti per daug. Jei klijų per daug, jie neatlaikys. Tvirtai prispauskite blokėlį prie kanopos. Kai maždaug 10 sekundžių palaikysite tvirtai prispaudę, pajusite, kad blokelis sulipo su kanopos paviršiumi. (Jei oras šaltas, tai gali užtrukti ilgiau). Kai pajuntate sukibimą, kanopą nuleiskite, kad gyvūnas galėtų prispausti blokėlį visu svoriu ir klėjai sukibtų galutinai. Jei klėjams iki galo nesukietėjus blokelis „Walkease“ nebus paveiktas visu svoriu, jis tinkamai neprilips.

Veikiami viso gyvūno svorio klėjai sutvirtėja labai greitai. Klijų perteklius išspaudžiamas, o blokelis deformuojasi, kad priglustų prie kanopos paviršiaus. Taip padidėja sąlyčio paviršiaus plotas ir pagerėja sukibimas. Jei oras šaltas, sukibimas gali užtrukti ilgiau. Todėl, prieš gyvūną išleisdami, leiskite jam ant blokelio pastovėti ilgiau.

Paprastai blokelių „Walkease“ nuimti nereikia. Per 2-3 savaites jie natūraliai nudyla.

Daugiau blokelių ir klijų galite užsakyti pas „Shoof“ prekybos atstovą.

- 1 pav. Atitinkamai sutvarkykite pažeistą nagą.
- 2 pav. Brūžikliu paruoškite gretimą nagą kljuoti.
- 3 pav. Ant blokelio „Walkease“ negausiai užtepkite klijų.
- 4 pav. Tvirtai prispauskite blokėlį prie sveikos nagos taip, kad jis išsikištų už kanopos sienelės.
- 5 pav. Koją iškart paleiskite, kad karvė ant blokelio atsistotų visu svoriu.

Pastaba: laiko sukibimas rasite lentelę pirmame puslapyje

1



2



3



4



5

