

Os tacos de Walkease são feitos com uma fórmula especial de acetato de vinil-etileno (EVA). São colados ao casco com uma cola de cianoacrilato. Os tacos Walkease são baratos e fáceis de aplicar, não sendo necessária experiência qualificada. As instruções de utilização devem ser escrupulosamente cumpridas pois o seu não cumprimento irá provavelmente influenciar negativamente a colagem.

Os tacos Walkease destinam-se à correcção de pequenas lesões do casco. São ideais para a recuperação de lesões tais como o casco fino ou quaisquer outras que necessitem de cerca de 2-3 semanas de elevação. Para lesões mais graves com uma elevação mais longa, são aconselhados outros métodos.

A cola Walkease é diferente da maioria das colas de blocos. As humidades naturais do casco e da atmosfera, são necessárias para activar a cola. O casco não pode ser seco artificialmente (ar quente ou álcool). Em tempo muito frio, quando o ar estiver muito seco, pode ser necessário mais tempo para activar a cola. (bafear a superfície a colar irá ajudar)

Para uma maior durabilidade, a cola deve ser guardada no frigorífico antes de abrir. Obtêm-se melhores resultados quando a cola é usada à temperatura ambiente ou do corpo. O ideal é retirar a cola do frigorífico e transportá-la no bolso antes de usar.

Procedimento de ajustamento:

A unha lesada, tem que ser tratada antes de ajustar o taco. O raspador Walkease deve ser usado no acabamento do casco independentemente de quaisquer outros instrumentos usados. O raspador, que deve ser mantido limpo, proporciona a superfície ideal para que o taco Walkease adira perfeitamente.

Manipule o bloco Walkease cuidadosamente mantendo a face a colar limpa. Teste o taco quanto ao tamanho e forma. Escolha o lado correcto que vai suportar a parede do casco sem criar uma grande sobreposição.

Use sempre luvas quando manipular a cola Walkease. Aplique a cola bem espalhada (max 2 mm) Não use excessiva cola porque a excessiva cola compromete o resultado. Pressione o taco firmemente contra o casco. Ao fim de 10 segundos de pressão vai sentir a adesão (demorará um pouco mais com tempo frio). Logo que sinta a adesão largue o casco para que o animal ponha o peso todo em cima do taco e aumente a colagem. O bloco Walkease não ficará perfeitamente colado se não for aplicado o peso durante o período de secagem.

A cola estabiliza muito depressa sob o peso do animal. O excesso de cola é espremido para fora adaptando-se à superfície do casco. Aumenta-se assim a superfície de

contacto com o casco melhorando a colagem. Com tempo frio, pode demorar um pouco mais e por isso mantenha o animal no tronco um pouco mais de tempo.

Normalmente os tacos Walkease não necessitam de ser removidos pois desgastam-se naturalmente em 2-3 semanas.

Pode encomendar tacos e cola avulso.

Fig 1. Trate o casco lesado conforme seja necessário

Fig 2. Use o raspador para preparar o casco para a colagem

Fig 3. Aplique a cola uniformemente no taco Walkease.

Fig 4. Pressione firmemente o taco no casco tratado sobrepondo a parede do taco

Fig 5. Logo que possível deixe a vaca aplicar o seu peso sobre o taco

NB: Ver tabela ' Tempo de Fixação ' na primeira página

1



2



3



4



5

